


**ЧОМУ ОРИГІНАЛЬНА
СИСТЕМА МФАТ КРАЩА**



	ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ОТРИМАННЯ МІКРОФРАГМЕНТОВАНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ (МФАТ)	 LIPOGEMS	LIPOCELL	Hy ^Δ tissue [®]
1	АУТОЛОПЧНА ТКАНИНА – немає ризику відторгнення або інфекції	ТАК	ТАК	ТАК
2	ОТРИМАННЯ МФАТ ПНЕВМАТИЧНИМ МЕТОДОМ - без ризику пошкодження продукту	ТАК	НІ	НІ - продукт СВФ
3	ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ТКАНИНИ - зручність та надійність	циліндр з пластику	PET мішок	PET мішок + центрифуга
4	СИСТЕМА ІЗ ЗАКРИТИМ КОНТУРОМ – низький ризик забруднення та інфікування	ТАК	НІ	НІ
5	РІЗНИЙ ОБ'ЄМ ЗБОРУ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ - більше варіантів використання	ТАК (60/240 мл)	НІ	НІ
6	ЦЕНТРИФУГУВАННЯ - травмування матеріалу	НІ	НІ	ТАК
7	МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ	НІ	НІ	НІ
8	ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТР РІЗНИХ РОЗМІРІВ (ВХІД/ВИХІД) - менше забруднення готового продукту	ТАК	НІ	НІ - один вхідний фільтр
9	АТРАВМАТИЧНА МЕХАНІЧНА СИСТЕМА	ТАК	НІ	НІ
10	ІНФІЛЬТРАЦІЙНА, АСПІРАЦІЙНА ТА ІН'ЄКЦІЙНА КАНЮЛІ	ТАК	ТАК	ТАК
11	СИСТЕМА СХВАЛЕНА FDA (США) - надійність та безпека	ТАК	НІ	НІ
12	КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ	БІЛЬШЕ 100	МЕНШЕ 5	НІ
13	СПЕЦИФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТА СЕКРЕТОРНОСТІ	ТАК	НІ	НІ
14	СПІВПРАЦЯ З НАУКОВИМИ ТОВАРИСТВАМИ	ТАК	НІ	НІ
15	ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИМИ ЕКСПЕРТАМИ ТА КОЛ	ТАК	НІ	НІ
16	ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ	5 років	НІ	2 роки
17	МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ, ДЕ СИСТЕМА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ	більше 30	НІ	біля 10
18	НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА ПОСТМАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ	більше 30	НІ	поодинокі
19	РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВДОЦТВО	UA.TR.118.031.18	?	?